

# CENTRA-LINE™

## системы с катетером для быстрой инфузии

Системы с катетером для быстрой инфузии являются безопасным и эффективным решением при тяжелой травме. Biometrix предлагает два варианта катетеров для быстрой инфузии:

### Центральный венозный доступ

Конструкция катетера-футляра с дилататором и уникальной устойчивой к перегибу шейкой облегчают и ускоряют катетеризацию центральной вены. Тонкая стенка и просвет 8Fr обеспечивают высокий поток инфузионных растворов и препаратов крови больному в критическом состоянии.

### Периферический венозный доступ

Катетер 14Ga на игле может быть ключевым решением для быстрой инфузии через периферическую вену.



Важно всегда, когда критическую роль играет скорость потока  $F = r^4/L^*$

Скорость потока (F) прямо пропорциональна четвертой степени внутреннего радиуса (r) катетера

# CENTRA-LINE™

## Системы для быстрой инфузии

### Система для быстрой инфузии Biometrix

Дополнительный продукт, обеспечивающий быструю инфузию от флакона/мешка с раствором до вены. Систему для быстрой инфузии Biometrix, которая представляет собой сдвоенную капельницу, можно подсоединить одновременно к двум флаконам/мешкам с раствором. Увеличен внутренний диаметр капельницы, она снабжена дополнительными зажимами и инъекционным портом. В набор входит периферический катетер 14Ga на игле.

### Информация для заказа

JDX4062 8Fg Центральный венозный катетер для быстрой инфузии  
Содержимое набора: катетер-футляр 8Fg и дилататор, проводник, интродьюсерная игла, шприц 5 мл, широкопросветный трехходовый краник.  
Кол-во в коробке: 10 наборов

JH1407 Периферический катетер 14Ga на игле  
Кол-во в коробке: 25

JC7100 Набор для быстрой инфузии Centra-Line Rapid Infusion  
Содержимое набора: катетер-футляр 8Fg и дилататор, проводник, интродьюсерная игла, шприц 5 мл, широкопросветный трехходовый краник, капельница для быстрой инфузии, периферический катетер 14Ga на игле  
Кол-во в коробке: 10 наборов

